

EG-Keeperの周囲の温度は15°C~35°Cでご利用ください。

周囲環境によって額の表面温度が変化すると検温が不安定になります。

夏の暑さによる高温



額に強風があたり不安定



汗の気化熱による低温



冬の外気による低温



背景の強い光源による誤作動



(日差し・照明など)

正確に検査できないよ

EG-Keeper検温時の注意






株式会社WDS



検温時、額が隠れてると正確に検温できません。

検温時は、帽子など取ってください。髪の毛をかき分けて額がでるようにしてください

四角い面で額を検索して検温します



EG-Keeper検温時の注意・額